

Nom du Manufacturier et Code du Produit :

Nom du Manufacturier	Les Eaux Saint-Léger/Waters Inc.
Code de produit du manufacturier	10006ST
Code de produit de l'organisme Public	P0014877P

Description et Dimensions du Produit :

Nom	STERILE.H ₂ O® Eau Stérile USP
Format	1000 ml
Forme posologique	Eau Stérile USP
Indications et utilisation	Solution pour irriguer et nettoyer les plaies. Solution stérile et apyrogène qui ne contient aucun agent bactériostatique ou antimicrobien. Produit hémolytique.
Voie d'administration	Usage externe seulement; non injectable; usage unique
Nombre d'unité par caisse d'expédition	6 x 1000ml
Dimensions de la caisse d'expédition	Largeur (cm): 20.1 Longueur (cm) : 21.0 Hauteur (cm): 22.6 Volume (m ³) : 0,01
Poids d'une caisse d'expédition	6.5 kg
Méthode de stérilisation	Stérilisation terminale rayons gamma

Spécifications techniques :

Analyses	Spécifications	Méthodes d'analyse
pH (25°C)	5.0 – 7.0	USP <791>
Conductivité	< Stage III	USP <645>
Carbone Organique Total (COT)	< 0.5 ppm	USP <643>
Endotoxines	< 0.25 EU	USP <85>
Stérilité	Conforme	USP <71>

Composantes du Produit :

Description	Spécifications
Bouteille	Polyéthylène Naturel Haute Densité
Bouchon	Polypropylène blanc
Mécanisme d'inviolabilité	Sceaux de sécurité

Certification du Produit :

Homologation	Numéro
PSN	80082414

Caractéristiques des bouteilles à verser :

Chaîne thermique	Entreposer le produit entre 15°C a 30°C.
Consignes de réchauffement et de refroidissement	Le réchauffement par micro-ondes n'est pas recommandé. Le produit qui a été réchauffé, ne doit pas être entreposée de nouveau. Peut-être chauffé jusqu'à 50°C pendant 20 jours Ne pas refroidir en dessous de 15°C ou congeler.
Période de stabilité (Date de péremption)	Les produits non-ouvert ont une stabilité (date de péremption) de 2 ans.
Connexions compatibles	Olympus MAJ-2207, MAJ-1651 & Endogator 100605
Présence de DEHP	Non
Présence de PVC	Non
Présence de Latex	Non
Agent de Conservation	Non
Code UNSPSC	51473504

Code UPC du Produit:

Composante	Code UPC
Bouteille	0 59969 20232 1
Caisse d'expédition	00 59969 202302 7

Image du Produit :

